

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г. Алматы



Утверждаю:
Директор
Сапиева Ж.А.

Объявление

Закуп изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
на 2020 год

г.Алматы

«20» мая 2020г.

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ
г.Алматы, адрес: Дегдар 45

Краткое описание и общая сумма закупаемых товаров: 350 250,00 (Триста пятьдесят
тысяч двести пятьдесят) тенге 00 тиын.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Рентген пленка 35*35	штук	3	182 250,00
2	Проявитель	штук	3	105 000,00
3	Фиксаж	штук	3	63 000,00
ИТОГО:				350 250,00

2. Сроки и условия поставки: по заявке заказчика.
3. Товар должен быть доставлен: г.Алматы, Турксибский район, ул.Дегдар 45.
4. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45 с 20.05.2020г. по 27.05.2020г. до 10:00 часов в отдел государственных закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45, 27.05.2020г. время: 11 часов 00 минут, в отделе государственных закупок.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам

Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.

Техническая спецификация

№	Наименование	Техническая описания
1	Рентген пленка 35*35	Зеленочувствительная (ортохроматическая) пленка для рутинных рентгенологических исследований. Обладает повышенной (по сравнению с синечувствительной) чувствительностью и контрастностью, что позволяет значительно снизить дозу облучения пациентов и персонала при исследовании и улучшить диагностическую ценность снимка за счет повышенной детализации изображения. Имеет основу голубого цвета с улучшенным антистатическим покрытием. Гранулы серебра, содержащиеся в эмульсионном слое имеет плоское строение и антикроссовое покрытие, что обеспечивает высокий контраст изображения. РЕЖИМЫ СЪЕМКИ Обладая высокой чувствительностью пленка позволяет уменьшить экспозицию до минимума и отрицательно реагирует на переэкспонировку и недопроявку при ручной работе. РАЗРЕШЕНИЕ СНИМКОВ При правильных режимах съемки и обработки достигается разрешение не более 8 пар линий/мм. РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ Обрабатывается только при красном светофилт্রে. Лампа не более 25 Вт на расстоянии не менее 120 см от рабочей поверхности. Избегать длительного (не более 1-2 мин) воздействия неактиничного освещения - возможно нарастание вуали. Пленка хорошо обрабатывается как при ручной, так и при машинной обработке и имеет стабильные сенситометрические характеристики УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ Закрытые коробки с неэкспонированной пленкой хранить в вертикальном положении при температуре не более 0-10-20 С и относительной влажности не менее 30-50%. Беречь от ионизирующего излучения. Минимизировать время между экспонированием и обработкой. Готовые снимки хранить при температуре не более 16-27 С и относительной влажности не менее 30-50%
2	Проявитель	Трехкомпонентный высококачественный проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (не менее 90 сек), ускоренном (не менее 45сек), и удлиненном(не менее 135 сек) режимах проявки. Химический состав позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных камерах. Проявитель обладает пониженной и осаднения, тем

3	Фиксаж	самым сокращая расходы на техническое обслуживание. Двухкомпонентный фиксаж высококачественный предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (не менее 90 сек), ускоренном (не менее 45сек), и удлиненном(не менее 135 сек) режимах фиксации. Химический состав фиксажа позволяет применять его для фиксации медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных камерах. Фиксаж обладает пониженной и осадения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание.
---	--------	---