

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы



Утверждаю:
Директор
Салиева Ж.А.

Объявление №3

Закуп изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
на 2020 год

г.Алматы

«16» января 2020г.

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ
г.Алматы, адрес: Дегдар 45

Краткое описание и общая сумма закупаемых товаров: 517 092,00 (Пятьсот семнадцать
тысячи девяноста два) тенге 00 тьын.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Сумма
1	Аппарат для диадинамотерапии	штука	1	372 920,00
2	Лампа Согллюкс	штука	1	90 800,00
3	Пеленальный столик	штука	1	53 372,00
	ИТОГО:			517 092,00

2. Сроки и условия поставки: по заявке заказчика.
3. Товар должен быть доставлен: г.Алматы, Турксибский район, ул.Дегдар 45.
4. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы,
Турксибский район, Дегдар 45 с 16.01.2020г. по 22.01.2020г. до 09:00 часов в
отдел государственных закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы,
Турксибский район, Дегдар 45, 22.01.2020г. время: 10 часов 00 минут, в отделе
государственных закупок.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам

Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.

Техническая спецификация

№	Наименование	Тех описания
1	Аппарат для диадинамотерапии	Аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим полем в широком диапазоне частот, модуляций, амплитуд. Время входа на рабочий режим, мин не более 1 Время работы по повторно-кратковременном режиме, час не более 6 время работы, мин не более 20 время паузы, мин не более 10 Диапазон установки таймера.
2	Лампа Согллюкс	Инфракрасная лампа излучает инфракрасные лучи, которые проникают глубоко в кожу. В результате кожа прогревается, расширяются кровеносные сосуды, стимулируется поток крови. Кровь приносит с собой вещества для восстановления и питания тканей тела и ускоряет удаление продуктов разложения из тканей. Это позволяет использовать облучатель инфракрасный как в лечебных, так и косметических целях. Инфракрасная лампа мощностью не менее 150 Вт предназначена для стимуляции кровообращения. Применяется в качестве сопровождающей терапии при процедуре, при лечении заболеваний ушей, горла, носа, для смягчения боли в мышцах.
3	Пеленальный столик	Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим раствором. Ложе имеет съемный матрас, поролон толщиной не менее 30мм, сверху чехол из искусственной кожи. Борта стол выполнены из ЛДСП.