

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ г.Алматы



Утверждаю:  
Директор  
Салиева Ж.А.

### Объявление

Закуп изделия медицинского назначения способом запроса ценовых предложений  
на 2019 год

г.Алматы

«9» сентября 2019г.

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» УЗ  
г.Алматы, адрес: Дегдар 45

Краткое описание и общая сумма закупаемых товаров: 7 484 000,00 ( Семь миллионов  
четыреста восемьсот четыре тысяч) тенге 00 тиын.

| № | Наименование                   | Ед.изм. | Кол-во | Сумма               |
|---|--------------------------------|---------|--------|---------------------|
| 1 | Плазм размораживатель          | штука   | 1      | 1 500 000,00        |
| 2 | Холодильник для хранение крови | штука   | 2      | 1 400 000,00        |
| 3 | Ларингоскоп                    | штука   | 1      | 764 000,00          |
| 4 | Дефибриллятор-монитор          | штука   | 1      | 3 820 000,00        |
|   | <b>ИТОГО:</b>                  |         |        | <b>7 484 000,00</b> |

2. Сроки и условия поставки: по заявке заказчика.
3. Товар должен быть доставлен: г.Алматы, Турксибский район, ул.Дегдар 45.
4. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45 с 9.09.2019г. по 16.09.2019г. до 09:00 часов в отдел государственных закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: г.Алматы, Турксибский район, Дегдар 45, 16.09.2019г. время: 10 часов 00 минут, в отделе государственных закупок.

Главная медсестра

Бухгалтер по гос.закупкам

Кажыкенова А.К.

Кетпенова А.С.

| № | Наименование                   | Техническое спецификация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Плазм размораживатель          | <p>Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов. Одновременная загрузка не более 4 контейнеров с 250 мл плазмы. Возможность использования контейнеров не более 1000мл. Возможность подогрева бутылей с инфузионными растворами ( не менее 200 мл). Возможность визуального контроля процесса через прозрачную крышку. Механизм перемешивания возвратно поступательное движение. Теплоноситель – недистиллированная вода. Технологический пакет для контейнеров с плазмой 300мл, не менее 100 шт, технологический пакет для контейнеров с плазмой 1000мл не менее 25 штук. Температура аварийной сигнализации не менее 38С. Контроль температуры-микропроцессорный. Время размораживания 4 контейнеров с 300мл плазмы не более 20 минут. Диапазон задаваемой установки таймера, не более 40 минут. Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания. Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя. Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой нормы. Звуковая и световая сигнализация о наличии неисправности в системе терморегулирования. Установка таймера (по умолчанию). Габариты,мм не более 505*280*310. Масса изделия в сухом виде, кг не более 15</p> |
| 2 | Холодильник для хранение крови | <p>Холодильники для хранения крови специально разработаны для хранения препаратов и компонентов крови, биологических материалов. Тип двери: глухая дверь Объем, Л.: не менее 256<br/> Температурный режим, С.: не менее +2..+6<br/> Высота: не менее 1300<br/> Ширина: не менее 600<br/> Глубина: не менее 610</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 | Ларингоскоп                    | <p>Оптика диаметром не менее 4,3мм. Не менее 6500 отдельных микроволокон для улучшения светопередачи и продолжительности срока службы. Гладкая форма без острых краев и впадин для простоты очистки и стерилизации. Укомплектовано лампой, ксенон галогеновой, либо светодиодными источником света. Возможно модификация рукоятки в аккумуляторную, перезаряжаемую.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Дефибриллятор-монитор          | <p>Идентификация готовности. Устройство подает сигнал о готовности к работе с помощью мигающего индикатора, указывающий на результаты автоматического самотестирования. Уровень заряда батареи воспроизводят светодиоды, расположенные на передней панели. Возможность быстрого реагирования. Дефибриллятор имеет компактные размеры и небольшой вес, благодаря чему его легко и быстро переносить к пациенту. Удобный мониторинг. Благодаря грамотной организации хранения расходных материалов и электродов процесс мониторинга ЭКГ, SpO<sub>2</sub>, артериального давления, уровня CO<sub>2</sub> на выдохе делает проще возможность принятия правильных клинических решений как на месте оказания первой</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>медицинской помощи и в автомобиле скорой помощи, так и в стационарном лечебном учреждении. Сохранение данных. Устройство собирает и сохраняет данные за восемь часов непрерывного мониторинга. Это дает возможность при необходимости документировать и анализировать клиническую ситуацию.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

зав. отдел  
ст. м.с.

*С.С. Жирнова*  
Жирнова С.С.

отв.-м.с.

*Р.В. Рвеша*  
Рвеша Р.В.